

STart Max

Analizador semiautomatizado de coagulación



¿Te interesó este equipo?

Contáctanos y con gusto te
brindaremos información
personalizada, cotizaciones y todo
lo que necesitas para tomar la mejor
decisión para tu laboratorio.

 @impulsalabs_mx

 /ImpulsaLabsMX



impulsalabs.com.mx

SStart Max

Analizador semiautomatizado de coagulación



Coagulación

Especificaciones Técnicas

Dimensiones (mm) Alto: 100 × Ancho: 360 × Fondo: 330

Peso 2.62 kg

Alimentación eléctrica

Voltaje 100 a 240 V

Frecuencia 50 / 60 Hz

Potencia máxima 65 W

Condiciones de operación

Temperatura 15-32°C

Humedad 20-80%

Condiciones de operación

Pantalla táctil a color de 7"

2 puertos USB Tipo A para impresora y unidad externa

1 puerto mini USB para lector de códigos de barras portátil

Interfaz RS 232 unidireccional

Pipeta conectada

Manejo de muestras y reactivos

16 pozos de incubación a 37°C (4 celdas × 4 columnas)

4 canales de medición (4 celdas × 1 columna)

2 posiciones para reactivos a 37°C (una con agitación)

2 posiciones a temperatura ambiente

Desechables

Tiras divisibles de 4 cubetas

Dispensador de bolas de acero

Parámetros

TP (Tiempo de Protrombina - Quick y Owren), TTPA (Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada), Fibrinógeno, Tiempo de Trombina, Tiempo de Reptilasa, Factores de la vía extrínseca, Factores de la vía intrínseca, Anti-Xa (próximamente), Proteína C, Proteína S, Anticoagulantes Lúpicos, Calibradores, Controles de calidad.

Máxima fiabilidad

Sistema de detección basado en viscosidad (mecánico) que garantiza resultados precisos y exactos de manera consistente.

- ▶ Tecnología exclusiva estandarizada en todos los sistemas.
- ▶ Insensible a interferencias por plasma coloreado (hemólisis, muestras ictericas y lipémicas)
- ▶ Máxima precisión en la detección de coágulos débiles (Fibrinógeno)

Solución integral de hemostasia para laboratorio

Fiabilidad y robustez probadas en los analizadores semiautomáticos SStart de Stago

Diseño ecológico:



Residuos sólidos limitados gracias a las tiras de cubetas divisibles exclusivas

Cero residuos líquidos

Máxima precisión

El analizador de coagulación de 4 canales más compacto y práctico con:

- ▶ Autocomprobación automática al inicio
- ▶ 4 temporizadores independientes integrados para incubación con alarma audible
- ▶ Inicio automático de la medición mediante pipeta conectada

Reactivos de alta calidad que ofrecen máxima sensibilidad y reproducibilidad en todas las pruebas.

Amplio menú de pruebas para todos los análisis de coagulación, desde rutinarios hasta ensayos altamente especializados.

Estandarización máxima de resultados con instrumentos de última generación para pruebas de bajo volumen o como solución de respaldo perfecta para sistemas ópticos totalmente automatizados que requieran un método alternativo para muestras problemáticas.

